

救助 担架

フレースト

災害時の要配慮者の避難誘導に、要配慮者と援護者の安全・安心をお届けします。



POINT

こんなにせまい
非常階段でも
無理なく安全に
搬送できます!!

ユニバーサル
デザインに
基づいた
設計です!!

6つのポイント

1 安全 エレベーターが止まっても
階段を安全に運搬

2 安心 ゆったりサイズで
要配慮者に安心感

3 快適 頭部持ち手がバランス
よく快適な搬送


4 簡単 援護者の身長差は
ベルトの長さ調節で簡単

5 便利 肩パットにタオルとさらし
が収納してあるので便利

6 思いやり 援護者と要配慮者の双方
に配慮した設計

災害時 停電でエレベーターが止まったら？

階段昇降に適した布製担架です



棒担架の場合


支援者は階段の勾配に対して水平を保ちにくく無理な姿勢で搬送します。



フレストの場合

柔軟な布製なので無理な姿勢をとることなく昇降しにくい階段や狭所での回転も可能。要配慮者に安心感を提供し安全に搬送できます。

救助担架
フレスト
本体名称



- ・肩パットの中に、タオルとサラシを収納しています。
- ・タオルは、荷重分散として入っています。
- ・サラシは、応急処置の三角巾や、縦に裂いて包帯として使用できます。

標準小売価格 **¥36,000** (税別)

救助担架フレスト 製品仕様 日本製

※改良の為、製品の使用は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

サイズ	平面時：(幅) 68cm × (長さ) 190cm 収納時：(幅) 23cm × (長さ) 70cm	ベルト	ポリプロピレン
重量	1.7kg	滑り止め	ポリエステル & アクリルドット加工
耐荷重	120kg	アタッチメント	ポリアセタール
本体・肩パット・収納袋	ナイロン&ハイバロンコート加工	サラシ	綿 100% (無蛍光)
		タオル	綿 100%

防災用品

内閣官房「国土強靱化の
民間取組事例集」に掲載

当事者の体験をもとに、実地検証を経て開発しました。

株式会社 **帝健**

TEL
06-6233-3563

メール
honda-t@teijin-frontier.com

「フレスト」
使用方法
動画

