



見守り介護ロボット データ連携

見守り介護ロボット(各種)でセンサーが検知した情報を記録システムに取り込みます



センサーマットはマットレス下に設置できるためご利用者に違和感がありません。

株式会社バイオシルバー製

1

異常値の時にナースコールが鳴り
ケアポケットくんにはアラートが表示されチャイムでお知らせします

2

アラーム表示一覧から選択し未対応を押し記録の入力を選びます

1

2

3

3

アラート記録が表示されますので、次に対応の記録を入力します