

## わたしのラ・クリップ

ラ・クリップをご使用いただいているお客様から嬉しいお便りが届きました

### 元気なれた！ 起き上がりや立ち上がりが苦にならなくなった

今までは、ベッドの柵に掴まるとグラグラして不安定で起き上がる時が大変でした。

ラ・クリップを使うようになって、起きたり、立ったりが全く苦にならなくなり、体も楽になりました。今ではこれがないと困ります。トイレも体の調子に合わせて歩いて行けますが、ラ・クリップがなかったら、今頃は起き上がれなくなっていたと思います。頼りにしています。



Smile voice Wさんご夫婦

### 紙おむつが減りました！ ラ・クリップのおかげで現状維持

お箸を持って自分で食べることもできるようになり、グリップポールをつかみ、引く動作で握力がついたと感じます。立ち上がることが



ラ・クリップを使用しているIさん

できるようになったことで脚力がつき、階段も上がり降りできます。病気が進行しないように、自分でできることを毎日繰り返し行い、現状を維持した普通の生活ができるのは、ラ・クリップがあるから。自分でできるということは最高なんです。



Smile voice Iさんの奥様

### 介助量が激減!! デイサービスでラ・クリップを使っています

デイサービスでは介助量の多い方に、自立支援の目的で使っただき、手を伸ばしてつかむ、引く、起き上がる…と少しずつできる動作が増えています。

パイプを掴む位置を移動させることができるため、立ち上がり後の重心移動が楽に行え、安心して方向転換ができるようになったと喜んでいただいております。



Smile voice デイサービス  
理学療法士

## ラ・クリップ®

福祉用具貸与/  
介護予防福祉用具貸与 対象品




<https://keibi-group.com/ra-clip/>



#### 製品規格一覧

型番	TR-0201	TR-0201S	TR-0202	TR-0202S	TR-0301
総重量	47.2kg	47.0kg	45.2kg	45.0kg	31.0kg
ベースサイズ 材料/重量	サイズ：W850×D850×H12.5mm 材質：冷間圧延鋼板 4.5T 38kg 38kg 36kg(20kg+16kg) 36kg(20kg+16kg) 25kg				
ポールベース 材料/重量	サイズ：W400×D135×H300mm 材質：鋳鉄 7.0kg 7.0kg 7.0kg 7.0kg 3.8kg				
ポールサイズ 材料/重量	材質：SUS304 パイプ Φ32 1.5T 1250mm 1110mm 1250mm 1110mm 1250mm				
グリップポール	材質：樹脂(ネジ固定) 3個 2.2kg 2.0kg 2.2kg 2.0kg 2.2kg				



#### 製造元

株式会社 東海技研工業

<https://keibi-group.com/>

TEL 0573-65-6888 FAX 0573-65-0162  
〒508-0001 岐阜県中津川市中津川 932-325

#### 販売元

株式会社 ハッソー

お客様窓口 フリーダイヤル ☎0120-68-8210

受付時間 平日 9時～17時  
お問い合わせメールアドレス smat@k-hasso.co.jp

記載内容は、改良のため予告なく変更する場合があります。

▲本製品の取り扱いに際しては、製品と同梱の「取扱説明書」の内容を必ず読み、よく理解してから使用してください。

Copyright© 2021 TOKAIGIKENKOGYO CORPORATION. All rights reserved.



—自立を助ける介助ポール—

## ラ・クリップ®

TOKAIGIKEN CO.,LTD

「ラ・クリップ」は弊社の登録商標です。



Activities of Daily Living & Quality of Life