



手を使ったコンピュータ操作が難しい方に

頸髄損傷者用入力デバイス

# あご操作マウス

商品名：「ミレット(millet)」

操作  
方法

- ① 中央で  
あごを動かす ▶ マウスカーソルが移動  
します
- ② 本体を  
あごで押す ▶ クリックやドラッグ  
ができます

使用イメージ



現在お持ちのコンピュータに接続するだけで、あごを使つての操作が可能になります。詳しくは、下記までお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

吉備高原医療リハビリテーションセンター  
研究情報部

〒716-1241 岡山県加賀郡吉備中央町吉川7511  
TEL 0866-56-7141 FAX 0866-56-7772  
E-mail kenkyu@kibirihah.johas.go.jp  
URL <http://www.kibirihah.johas.go.jp>

販売元



ダブル技研株式会社

〒252-0013 神奈川県座間市栗原920-7  
TEL 046-206-5611 FAX 046-253-7711  
E-mail sales@j-d.co.jp  
URL <http://www.j-d.co.jp>