

# FORA®

Bluetooth™

フォラケア・PO200  
BK



フォラケア・PO200  
WH



## パルスオキシメータ

フォラケア・PO200



精度試験適合品  
(JIS規格)



ディスプレイ  
180°反転機能



バックライト



スマートフォン向け  
専用アプリ対応(※)

※現在は外国語版(英語/中国語)のみご利用いただけます。  
アプリに関するサポートは行っておりません。

商品名	フォラケア・PO200 BK	フォラケア・PO200 WH
本体カラー	黒	白
JAN	4571382760623	4571382760661
一般的名称	パルスオキシメータ	
医療機器分類	管理医療機器 特定保守管理医療機器	
製造販売認証番号	302AABZX00002000	
測定部位	手の指	
寸法	63mm(縦) x 37mm(横) x 32mm(厚さ)	
重さ	40g(電池を含まない)	
測定範囲	SpO <sub>2</sub>	0~100%
	脈拍数	30~250bpm
分解能	SpO <sub>2</sub>	1%
	脈拍数	1bpm
測定精度	SpO <sub>2</sub>	100~80%:±2%、79~70%: ±3%、69%以下: 規定なし
	脈拍数	±1bpmまたは±1%(大きい方)
データ更新期間	1秒	
電氣的定格	電圧	DC 3V
	電源	1.5V単4アルカリ乾電池×2本
	電磁両立性	IEC60601-1-2:2007に適合
電撃に対する保護の形式及び程度	内部電源機器、BF形	
水の有害な浸入に対する保護の程度	IP22	
使用環境	10~40°C、湿度95%RH以下(結露しないこと)	
保管環境	-25~70°C、湿度95%RH以下(結露しないこと)	
メーカー希望価格(税別)	36,000円	

製造販売業者

**株式会社フォラケア・ジャパン**

〒105-0004 東京都港区新橋5-10-8 FORAビル

TEL: 03-6452-8642

FAX: 03-6452-8641

WEB: <http://www.foracare.co.jp>

E-mail: [info@foracare.co.jp](mailto:info@foracare.co.jp)