

自立支援・QOL向上を徹底サポート！

ベッド上での **快適な座位姿勢** とは？

ポイント

1

座位保持

在宅介護向け電動ベッド Emi(エミ)

背上げ時に背ボトムの支点が後ろにスライドし、前ズレ軽減。

業界最高*の脚上げで、前ズレのリスクをどのベッドよりも軽減します。

※2020年9月時点

電動ヘッドレスト機能

0~50°

Emi 



※画像は3モーターベッド、ヘッドレスト角度 30°、脚上げ角度 20°

ポイント

2

頸部前屈位

在宅介護向け電動ベッド Emi(エミ)

頭頸部の角度を 0~50°の範囲で電動で調節できるため、視線が前を向き、嚔下や呼吸しやすい姿勢を保持できます。

足底サポート

Emi への取り付けは簡単。
ベッド上で足底をサポートすることで、適切な座位姿勢の保持に寄与します。

 フットレスト



ポイント

3

上肢の固定

ポジショニングサポート 笑テーブル

肘を固定することで肩や腕の重さを緩和し、頸部周りの緊張を緩めることができ、誤嚔リスクを低減できます。



ライト

ダーク

アイボリー

ヘッドレスト未使用・笑テーブル未使用



ヘッドレスト使用・笑テーブル使用



 テーブル

Emi(エミ) 紹介動画

 YouTube シーホネンス Emi 検索



4分弱動画

笑(エミ) テーブル 紹介動画

 YouTube シーホネンス 笑テーブル 検索



4分弱動画

シーホネンス株式会社

カスタマーサポート  0120-20-1001

本社住所：〒537-0001

大阪府大阪市東成区深江北三丁目 10 番 17 号

拠点：札幌 / 仙台 / 東京 / 神奈川 / 名古屋 / 大阪 / 高松 / 広島 / 福岡 / 宮崎 / 南九州 / 沖縄