


# トイレが心配な男性の強い味方 ズボンの中に、いつでもトイレ!

**世界初!!**

男性用装着型小便器

装着に気づかれず、  
外出が安心して楽しくなる!



ムレない

柔らかい

軽い

[装着の仕方]

※ 実際はズボンの中に装着しますので、外から見えません

昼間  
活動用



立って使う  
座って使う

こんなお悩みスッキリ解決!

術後の尿漏れ  
おむつが嫌だ



急な尿意が心配



現場から  
離れられない



ミスター  
**Mr.ユリナー**

特許第4758516号

製品名 Mr.ユリナー (ミスターユリナー) 日本製

■ 意匠登録 米国(US):No.29/531,092  
日本(JP):1530263  
欧州(EU):002675058-0001

■ 商標登録 日本(JP):5789413  
欧州(EU):1259233

 **朝日産業株式会社**  
Asahi Industry Co.,Ltd.

こんなシーンで役に立つ、  
心強い便利な味方!



お散歩に



ドライブに



旅行に



ショッピングに

肌に優しい  
シリコン製

## 1 スッキリ排尿!

排尿後の温感や冷感、かゆみがほとんどありません。また長時間の使用による蒸れ、ベルト等の締め付けのストレスが無く、装着していることさえ忘れてしまうほどの心地良さ。皮膚トラブルも極めて微小。

## 2 経済性が抜群!

恒常的に必要となる消耗品の経済的負担やゴミ処分の問題、悩みからも開放されます。

## 3 お手入れ簡単!

排尿後はボトルをズボンのすそからワンタッチで外して尿を捨てるだけ。洗浄は市販の洗浄液を入れ、軽く握るだけで洗えるので、手間がかかりません。

## 4 独創的なアイデアと工夫がいっぱい!



柔らかいシリコン材で装着感と通気性を極めた二重カップ構造のレシーバと、一体構造でワンタッチで脱着できる収尿タンク。

ミスター  
**Mr.ユリナー**  
特許第4758516号

Mr.ユリナーは、洗浄して繰り返し使用します

収尿ボトルは  
250ml と 350ml の  
2個セットです

ズボンの外から目立ちにくい、軽量小型の専用収尿ボトルです。



ふくらはぎに快適フィット、ワンタッチで脱着できる3D設計の収尿ボトル。

ボトルは 250ml・350mlのセット場面にに応じてお使い下さい  
別売りで 600ml のボトルも  
あります

身長に応じた3種類の  
チューブ丈があります

〈サイズの目安〉

**Sサイズ**

目安身長 ~ 160cm まで

・股下 ~ 72cm まで

・ユリナー全長

250ml ボトル装着時 / 55cm

350ml ボトル装着時 / 56.5cm

**Mサイズ**

目安身長 160 ~ 170cm

・股下 73 ~ 76cm

・ユリナー全長

250ml ボトル装着時 / 60cm

350ml ボトル装着時 / 61.5cm

**Lサイズ**

目安身長 170cm ~

・股下 77cm ~

・ユリナー全長

250ml ボトル装着時 / 65cm

350ml ボトル装着時 / 66.5cm



※ユリナー全長は、上部クリップ除いた長さです

さらに使いやすく  
用途に合わせて選べるオプション

専用ガーター



腰ベルトが4方向の吊り下げ式で、安定感抜群です



専用サポーター



日常の動きや軽い運動でも重さを感じさせない装着感

収尿ボトル  
〈600ml〉



大容量で長時間の遠出も安心

※改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

パソコンで

Mr.ユリナー

検索



<http://www.asahi-sg.co.jp>



**朝日産業株式会社**  
Asahi Industry Co., Ltd.

〒456-0051 名古屋市熱田区四番一丁目11番22号  
TEL (052)684-6829 FAX (052)671-5196  
E-Mail [medical@asahi-sg.co.jp](mailto:medical@asahi-sg.co.jp)

●お問い合わせ