

# トイレに行かず、ベッドで排尿。

## 手持ちユリナー

男性用採尿器(しびん)

要介護者、患者や身体の不自由な方、尿意が無い方(常時装着)まで  
身体の状態にあわせた使い方ができます。

夜間  
就寝用



柔らかい

蓋付き




2800ml  
大容量




### 使用例


1 仰臥位




2 側臥位




3 端坐位




4 ギャッジアップ座位



5 ベッド横立位



6 車椅子座位



# トイレに行かず、ベッドで排尿。

やさしさのカタチ  
心地よい使用感と  
失敗しにくい安心感。



## レシーバー receiver


肌にやさしい  
冷感軽減(シリコン製)



柔らかい  
触感さらさら、軽量



失敗しにくい  
流れを確保する曲線



## 導尿チューブ tube

細くてしなやか  
取り回しがよく、扱いやすい



外径/13.5mm  
最小曲半径/4cm

## 集尿タンク tank

転がらない安定性  
安心の大容量 2.8ℓ



持ちやすく捨てやすいグリップ  
ワンタッチで着脱カンタン



## 他 other

臭い防止フタ付き  
気になる臭いをシャットアウト



## セット内容 set contents



- ・レシーバー(受尿器)
- ・ハンドル
- ・導尿チューブ1.5m
- ・集尿タンク2.8ℓ
- ・キャップ
- ・臭い防止フタ
- ・洗浄ブラシ

## 仕様 Technical Parameter

商品名 手持ちユリナー

型番 AS-TUR010

レシーバー 寸法/W5.8×D13.5×H10.0cm 重量:約100g

収尿タンク 寸法/W30×D24×H11cm 重量:約390g

JAN 4562133587361

※仕様は予告なく変更になる場合がございます


## 手持ちハンドルが外せる



ハンドルを外せば、  
常時装着用として使用できます

レシーバーからハンドルを外し、  
ユリナー専用パンツ(別売)または、  
おむつ等で固定してください

ユリナー専用パンツ  
品番: KUR 102



※15cm以上の高低差が必要です

 **朝日産業株式会社**  
Asahi Industry Co., Ltd.

〒456-0051 名古屋市熱田区四番一丁目11番22号  
TEL (052)684-6829 FAX (052)671-5196  
E-Mail medical@asahi-sg.co.jp

● お問い合わせ