

その他の主な装備



高さ調整式アームサポート(R5、R6)
ご利用者に合わせて、アームサポートの高さを4段階調整することができます。



テンション調整式シート(R5、R6)
シーティングの心地よさを追求し生み出された調整式シートです。背もたれの張り具合を調整して、最適な座り心地を実現することができます。



ワンタッチキャスト(特許取得済)
キャストをキャストフォークから簡単に取り外せるため、容易に髪の毛やホコリの掃除ができます。室内にゴミを持ち込むこともなくて清潔です。また、キャストの転がり具合も良くなります。

オプション



専用転倒防止バー付ポンペ架
キャスト仕様の転倒防止バーが付いたポンペ架。
MS-0008：¥8,300(非課税価格)
内径130mm 重量1,340g
※BAL-R1取付可。 ※右側取付のみです。



ウイング用ポンペ架
アームサポートを後方にはね上げてもぶつからない、ウイング機能の車いす専用ポンペ架。
MS-0014：¥8,300(非課税価格)
内径130mm ※BAL-R3/R4/R5/R6取付可。
※新車装着時は、取付位置(左右)の指定が必要です。



RBクッション
長時間座っていても疲れにくいクッションです。素材にウレタンフォームを使用しており、快適な座り心地を提供します。
RB-01：¥6,500(非課税価格)

BAL-R series

バル-アール シリーズ BAL- R1 / R2 / R3 / R4 / R5 / R6

快適性アップの新装備を追加！
在宅から施設まで、あらゆる場面でご使用いただけます。

快適性を向上させた新装備を備え、シンプルな操作で使いやすく、信頼性の高い車いすです。コストパフォーマンスに優れたモデルです。

ベーシックモデル

操作がしやすく、シンプルな装備を備えた軽量なアルミ車いす。




品番 **BAL-R1** TAIS: 00122-000678 **¥89,000**(非課税価格)

■ 自走型 ■ 重量: 12.3kg ■ 前座高: 435mm

● 商品コード / CJ01144

● 駆動輪22インチハイポリマータイヤ



■ カテゴリ&機能マーク



■ シートカラー



耐荷重100kg

品番・商品コードを発注時にご指示ください。


※ハイポリマータイヤ(ノーパンクタイヤ)は、クッションフロアやフローリングなど床面の材質との相性によっては車いすを走行させると汚れが付着したり、床面を傷つける場合があります。十分注意してご利用ください。

品番 **BAL-R2** TAIS: 00122-000679 **¥89,000**(非課税価格)

■ 介助型 ■ 重量: 10.8kg ■ 前座高: 435mm

● 商品コード / CJ01145

● 主輪16インチハイポリマータイヤ



※ミキの車いすは折りたたみため、収納や車への積み込みにも適しています。
※写真はBAL-R1

ウイング+スイングアウト

移乗の際にとっても有効な装備を備えた車いすです。




品番 **BAL-R3** TAIS: 00122-000680 **¥110,000** (非課税価格)

自走型 重量:13.9kg 前座高:435mm

● 商品コード / CJ01146

● 駆動輪22インチハイポリマータイヤ




品番 **BAL-R4** TAIS: 00122-000681 **¥110,000** (非課税価格)

介助型 重量:12.3kg 前座高:460mm

● 商品コード / CJ01147

● 主輪16インチハイポリマータイヤ



座面高モジュール+ウイング+スイングアウト

座面高の調整と背張りの調整ができる車いす。




品番 **BAL-R5** TAIS: 00122-000682 **¥133,000** (非課税価格)

自走型 重量:15.0kg 前座高:400・425・450mm

● 商品コード / シート幅400mm:CJ01148、シート幅420mm:CJ01149

● 駆動輪22インチハイポリマータイヤ




品番 **BAL-R6** TAIS: 00122-000683 **¥133,000** (非課税価格)

介助型 重量:13.3kg 前座高:400・425・450mm

● 商品コード / シート幅400mm:CJ01150、シート幅420mm:CJ01151

● 主輪16インチハイポリマータイヤ



ウイング

アームサポートを後方にはね上げることができます。ベッドなどの移乗の際にはアームサポート部分が邪魔になりません。



スイングアウト

フット・レッグサポートを畳む、または取り外すことで、移乗対象により近づることができます。



座面高モジュール

身体状況や使用環境の変化に応じて、座面高の調整が行なえます。キャストは、さっと外して穴の位置を変えるだけです。

※テンション調整式シート、高さ調整式アームサポートは、表4(裏表紙)をご覧ください。

■ カテゴリー&機能マーク



耐荷重100kg

■ シートカラー



ブルー(A-2)ナイロン

※ミキの車いすは折りたためて、収納や車への積み込みにも適しています。

※写真はBAL-R4



品番・商品コードを発注時にご指示ください。

※1 ()内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。

※ハイポリマータイヤ(ノーバンクタイヤ)は、クッションフロアやフローリングなど床面の材質との相性によっては車いすを走行させると汚れが付着したり、床面を傷つける場合があります。十分注意してご利用ください。

■ カテゴリー&機能マーク



耐荷重100kg

■ シートカラー



ブルー(A-2)ナイロン

※ミキの車いすは折りたためて、収納や車への積み込みにも適しています。

※写真はBAL-R5



品番・商品コードを発注時にご指示ください。

*スペックの赤字は出荷時の寸法です。*出荷時の変更指定はできません。

※1 ()内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。

※2 折りたたみ寸法の詳細については、ワンタッチソフトシート(背)を外した時のサイズです。

※ハイポリマータイヤ(ノーバンクタイヤ)は、クッションフロアやフローリングなど床面の材質との相性によっては車いすを走行させると汚れが付着したり、床面を傷つける場合があります。十分注意してご利用ください。