

かるがる® スリングショート

介護テクノロジー
購入 介護保険適用
移乗支援 (非装着) TAIS 00110-000133

頭部保持が不要な場合は
ショートタイプをおすすめ



41,800円(税込)
38,000円(税別)



使用方法が
ご覧になれます

商品番号	501313
JANコード	4958995953138
付属品	なし
シートサイズ	118cm×90cm
素材	ナイロン・ポリエステル
最大使用者体重	150kg
適応身長目安	140cm～180cm

MADE IN JAPAN

KARUGARU SLING



かるがる® スリングメッシュ

購入 介護保険適用
TAIS 00110-000152

NEW 入浴時にも使用可能な
メッシュタイプ



63,800円(税込)
58,000円(税別)

[オプション]
かるがる用調整ベルト
1セット(2本入)
オープン価格



※かるがるV、かるがるプチV
には、かるがる用調整ベルト
のご使用を推奨します。

商品番号	501314
JANコード	4958995953145
付属品	補助ベルト(2本)
シートサイズ	138cm×72cm
素材	ポリエステル・ナイロン
最大使用者体重	150kg
適応身長目安	140cm～180cm

MADE IN JAPAN

かるがる® スリングシリーズ

介護の未来を開く



<https://www.taketora-web.com/>

【ヒューマンケア事業部】
東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 横浜メディアビジネスセンター8F
TEL. 045(680)0390 FAX. 045(680)0399
西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル5F
TEL. 06(6386)7317 FAX. 06(6386)7389

取扱店



介護する人、介護される人
みんなが笑顔でいられる、そんな世界に

シートがスリングに早変わり
簡単動作で吊り上げられるシート型スリング

52,800円(税込)
48,000円(税別)

楽



移乗時間が大幅に短縮され、より多くのケアができる
介護士 永井 彩香様

ベルトを掛けるだけなので、ベッドから車いすに移る時間が半分くらいに短縮されました。短縮されたことで、目の届かないところで待っているご入居者が、もし何かあったときにすぐ駆け付けられます。

移乗時間も心身の負担も軽減

2本のベルトをリフトのフックに掛けるだけ。ベッドから車いすに移動する時間を大幅に短縮できます。



優





自動的に最適なポジショニングと吊り姿勢に
介護士 中田 陽介様

ベルトループ機能が動いてくれることで、これまで普段行っていた細かい調整などがなくなってとても役に立っています。今までは空気を抜いたり、足のシワをとったりしないと、苦しそうと感ずることがありましたが、楽に上がっていることが使用していて実感できます。

自動的に適切な姿勢に

このスリングの最大の特長「ベルトループ機能」※国際特許出願済
最適なポジションに自動的にセットできるので、細かい調整の必要がありません。



「ベルトループ機能」
※国際特許出願済

快



装着の手間がなく簡単
ご入居者も介護士も負担が軽減
介護士 濱野 結佳様

始めからスリングシートを敷いておき、あとは吊り上げるだけなので、装着する手間がなく簡単に使用できるところが本当に良いです。車いすに座ってからスリングを抜いたりしなくて良いので、ご入居者の負担も軽減され、私たち自身も負担が軽減されました。

敷き込み作業がいりません

はじめからベッドに敷いてあるので吊り上げるだけ。敷き込みや装着の手間がなく簡単にご使用でき、介護者の身体への負担も軽減されます。



使用方法が
ご覧になれます

[オプション]
かるがる用調整ベルト
1セット(2本入)
オープン価格



※かるがるV、かるがるプチVには、かるがる用調整ベルトのご使用を推奨します。

商品番号	501312
JANコード	4958995953121
付属品	補助ベルト(2本)
シートサイズ	138cm×90cm
素材	ナイロン・ポリエステル
最大使用者体重	150kg
適応身長目安	140cm～180cm(ローバック使用時)

MADE IN JAPAN

フリーサイズ

かるがる®スリングシリーズは、フリーサイズ(適応身長目安140cm～180cm)。1枚で小柄な方から大柄な方まで対応可能です。



かるがる®スリング
かるがる®スリング
ショート
かるがる®スリング
メッシュ

例)ベルトポジション:黄色

多様な身体状況に対応

吊りベルトのベルトポジション赤、黄、白により3種類の吊り姿勢が可能。補助ベルトの付け外しで、ローバックにもハイバックにもなります。



補助ベルト

付属の補助ベルトを付けるだけで簡単にハイバックに。

ベルトポジション



赤

黄

白

補助ベルト使用
(ハイバック)

基本ポジション
(ローバック)