

重量は従来の電動車いすの半分 約**15kg!** **POWERCHAIR**
 どなたでも簡単に操作ができる軽量電動アシスト車いす。
 負担になっていた散歩やショッピングが気軽にできます。



※写真はボタン式操作タイプ

※折りたためて収納や持ち運び
 車への積み込みにも適しています。



ボタン式 操作部



グリッププッシュ式 操作部



バッテリーユニット部/
 電源スイッチ



モーターユニット部

介助型 軽量電動アシスト車いす 操作方法:ボタン式 / グリッププッシュ式


重量:約15kg※ 走行距離(参考値):標準バッテリー/5.8km 大容量バッテリー/11.5km※1

※標準バッテリー込み

※1 弊社測定条件での参考値です。実際には走行環境によって距離は異なります。

前座高:435mm ●主輪14インチエアタイヤ

●サイズ



●折りたたみサイズ



(mm) ※表記はボタン式操作タイプの寸法

電動ユニット性能

操作方法	ボタン式 操作	グリッププッシュ式 操作
速度(km/h)	1~5km/hの5段階速度切替	介助車の歩行速度に合わせ前進
走行距離 標準バッテリー (km)	5.8 (参考値)※1	
走行距離 大容量バッテリー(km)	11.5 (参考値)※1	
バッテリー種類	リチウムイオンバッテリー	
バッテリー電圧(V)	24.0	
バッテリー容量 標準 (Wh)	60	
バッテリー容量 大容量(Wh)	120	
バッテリー重量 標準 (kg)	0.6	
バッテリー重量 大容量(kg)	1.0	

※1 弊社測定条件での参考値です。
 実際には走行環境によって距離は異なります。



充電器、バッテリー

POWER CHAIR 介助型

軽量&コンパクト
 電動アシスト車いす

by ELELIFE MIKI

電動アシスト車いすを使うことで、介護する方される方
 互いの負担を軽減。生活の範囲が広がります。



あの頃みたいに、
 お出かけしようよ。



Wheel Chair Miki 株式会社 ミキ



〒457-0863 名古屋市南区豊3丁目38番10号

商品に関するお問い合わせは 株式会社 ミキ お客様サポート窓口 まで

〒484-0928 愛知県犬山市宇七ツ屋51-3

TEL 0570-00-3993 FAX 0568-66-6335

※愛知県への通話料が発生します。

会社や商品についての情報のご確認は、MIKIホームページまで

<http://www.kurumaisu-miki.co.jp/>

プロトタイプのため、写真・仕様
 等異なる場合があります。
 ご了承ください。

Wheel Chair Miki

～ 今秋発売予定 ～

電動アシスト車いすで

もっと外出の機会を！

生活の範囲が広がる

☀️ 車いすの準備負担が減って、お出かけがぐっと快適に！



のんびりと過ごす休日、家族とドライブがてらショッピングモールへお出かけ！今日は何を食べようかな？ 探していた洋服、前から欲しかったお皿は見つかるかな？
 電動車いすは、軽量&コンパクト。折りたたんで軽く「ひょいっ！」と車に積み込みます。期待に胸をふくらませドライブに出発です。



重量は従来車の約半分か
 ぎゃしゃな方でも持ち上げられます。

目的のショッピングモールに到着。お洒落なデザイン雑貨、ファッションやキッチングッズ、レストランなどなど、開放感あるモール内は、いつもたくさんの人で賑わっています。「あれもこれも迷うな～ どうしようかな～」ついつい目移り。車いすはシンプル操作、苦にならないので時間を忘れて色々なお店を巡ります。そして、ショッピングを楽しんだ後は、レストランでゆっくりランチを食べて過ごします。

🛍️ 今日は何を買おうかな 時間を忘れて楽しくショッピング♪



気持ちいいね！



天気がいいので公園へちょっと寄り道。坂道も力を使わず楽に押せます。

きれいな景色を見せたくて、ショッピング帰りに海見える公園へちょっと寄り道。橋から見える夕暮れの海岸線の景色は最高の眺めです。車いすを押すのに力はいらないので、リラックスして家族と贅沢なひとときを楽しむことができます。

坂道もパワフル走行。ほとんど力はいりません。



どなたでも簡単操作でどこへもスイスイ。

