


老人保健施設、特別養護老人ホームや有料老人ホーム
 サービス付き高齢者向け住宅などにも便利で簡単に使えます。



一週間分のお薬を保管

仕切り板（オプション）で朝・昼・夕・寝る前の一週間分のお薬を収納することができます。

主な機能

- ✓ 専用ソフトを使用したお薬保管と与薬システム
- ✓ バーコードまたは手のひら静脈認証による患者確認
- ✓ 認証結果に応じての患者お薬トレイの自動解錠とオープン
- ✓ 配薬結果の記録および操作履歴確認とデータ出力

仕様

30人用 / MEPS21 II - 30

外形： W 1,050 × D 510 × H 1,010 mm
 （ハンドル、タブレット部等を除く）

重量： 約 68kg

トレイ： 30個（内寸 W 250 × D 68 × H 282 mm）

20人用 / MEPS21 II - 20


外形： W 715 × D 510 × H 1,010 mm
 （ハンドル、タブレット部等を除く）

重量： 約 60kg

トレイ： 30個（内寸 W 250 × D 68 × H 282 mm）

認証方式： バーコード、生体認証

電源： AC100V 又はバッテリー



静脈認証・バーコード認証でトレイを制御 誤配薬防止カート



手のひら静脈による生体認証・バーコード認証で
 本人確認することで
 トレイが開くので誤配薬の心配がありません。
 認知症疾患対象の方、外国人スタッフにも
 安心して使用していただけます。



代理店

MIYAKE 株式会社三宅

〒731-3166
 広島県広島市安佐南区大塚東2-33-25
 TEL: 082-225-7100 FAX: 082-849-5271
 0120-17-0054



開発元

21 TWO ONE 株式会社トゥーワン

〒460-0026 愛知県名古屋市中区伊勢山二丁目5番10号 中釜金山ビル 8F
 Tel. 052-322-6621 Fax. 052-322-6629
<https://twoone.co.jp/contact>