



フォラケア・GD40

医療従事者用 ※SMBGではありません



高い測定精度

ヘマトクリット
許容範囲 0~70%



院内感染防止に配慮

手で触らずに使用済みの
センサーを廃棄



操作補助

画面のバックライトと
センサー挿入口の光で
操作を手助け

※原寸大

【測定機器】フォラケア・GD40

商品名	フォラケア・GD40セット
JAN	4571382760401
一般的名称	グルコース分析装置
医療機器分類	一般医療機器 特定保守管理医療機器
届出番号	13B1X10090000011
寸法	110(縦)×57(横)×25(厚さ)mm
重さ	約71g(電池を含まない)
記憶容量	1,000回分
測定範囲	10～600mg/dL
必要検体量	1.1μL
測定時間	5秒
電源	単4アルカリ乾電池×2本
使用環境	10～40°C,85%RH以下
保管環境	直射日光及び高温多湿を避け、40°C以下
メーカー希望価格(税別)	14,000円

【専用センサー】フォラケア GD40センサー / フォラケア GD40センサーEDTA用

商品名	フォラケア GD40センサー(50枚入り)	フォラケア GD40センサーEDTA用(50枚入り)
JAN	4571382760418	4571382760456
包装	50枚入りバイアル	
一般的名称	血液検査用グルコースキット(体外診断用医薬品)	
届出番号	13A2X10052000011	13E1X80052000012
貯蔵温度	2～32°C	

製造販売業者
株式会社フォラケア・ジャパン
〒105-0004 東京都港区新橋5-10-8 FORAビル3階
TEL:03-6452-8642
FAX:03-6452-8641
WEB: <https://www.foracare.co.jp>
E-mail: info@foracare.co.jp